

TERMOLIFTING INFINI RF

– NOWY WYMIAR ODMŁADZANIA SKÓRY BEZ SKALPELA

Nowoczesne techniki zabiegowe stosowane w medycynie estetycznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów sukcesywnie zdobywają przewagę nad chirurgicznym liftingiem, czy innymi inwazyjnymi zabiegami. Są szybsze, tańsze, mniej bolesne, a co najważniejsze – niezwykle skutecznie poprawiają wygląd skóry, sprawiając, że odzyskuje ona właściwą jędrność i elastyczność.



Czym jest Termolifting frakcyjny Infini?

Zabieg aparatem medycznym Infini jest najnowszą metodą, która pozwala na osiągnięcie przestrzennego efektu ujędrnienia i zagęszczenia skóry poprzez wielopunktowe działanie na jej kolejne warstwy. Przeznaczony jest do intensywnej odbudowy skóry – jej pogrubiania i zagęszczenia, poprawy owalu twarzy oraz naprawy uszkodzeń takich jak blizny i rozstępy. Innowacją w działaniu aparatu Infini jest to, że wykorzystuje on zarówno energię cieplną fal radiowych (RF) i mikroigły do punktowego podgrzewania tkanki w jej poszczególnych warstwach oraz na różnych jej głębokościach.

Jak działa Termolifting Infini?

Zabieg polega na nakłuwaniu danego obszaru skóry. 49 mikroigieł dociera z impulsem stymulacji RF na dokładnie zaplanowaną głębokość (0,5- 3,5 mm) tam, gdzie chcemy uzyskać najsilniejszy efekt. Strefy tkanki wokół ostrzy igieł zostają silnie podgrzane na odcinku 30 mikrometrów przy jednoczesnej izolacji impulsów na pozostałej długości. Dzięki temu możemy dostarczyć dużą moc bezpośrednio w wyznaczone miejsca, zapobiegając wydzielaniu ciepła w niechcianym obszarze i destrukcji naskórka. Podczas zabiegu prowadzi się od 1 do 4 powtórzeń „przejsć” na różnych głębokościach skóry. Wiązka fal radiowych, ogrzewając ją na całej długości tworzy przestrzenną siatkę punktów odnowy. Tak dochodzi do stymulacji fibroblastów oraz intensywnej produkcji nowego kolagenu i elastyny.

Zabieg i cykl leczenia



Przed zabiegiem na obszar objęty działaniem Infini nakładam krem znieczulający. Następnie za pomocą mikronakłuwania wykonuję wcześniej zaplanowaną, określoną liczbę „przejsć” na różnych głębokościach skóry. Parametry zabiegu dobieram indywidualnie w zależności od cech skóry oraz stopnia nasilenia problemu. Bezpośrednio po zabiegu skóra jest zaczerwieniona, lekko obrzęknięta. Lekki rumień może utrzymywać się jeszcze 1 – 2 dni, a więc okres rekonwalescencji jest wyjątkowo krótki. Jednakże jest on uwarunkowany również predyspozycjami indywidualnymi pacjenta. Dla uzyskania zmaksymalizowanych efektów zalecam wykonanie zabiegów w serii – od dwóch do czterech w zależności od problemu. Wielu pacjentów zauważa znaczną poprawę kondycji skóry już po pierwszym zabiegu Infini.




Fenomen Infini – jedno rozwiązanie dla wielu problemów

Termolifting frakcyjny Infini obejmuje szerokie spektrum możliwości poprawy stanu i jakości skóry. Świetnie sprawdza się w zabiegach liftingu twarzy, szyi, brzucha, ramion i ud. Wyraźnie napina, ujędrnia i zagęszcza skórę. Już po pierwszym zabiegu owal twarzy wyraźnie się napina, podbródek znika (redukcja lokalnej akumulacji tkanki tłuszczowej, lifting skóry) a policzki ładnie się uwydatniają z wyraźnie zaznaczoną kością policzkową. Redukcja zmarszczek, blizn zanikowych oraz rozstępów to kolejne z możliwości aparatu Infini. Ponadto zabieg sprawdzi się u osób borykających się z problemem nadpotliwości. Skuteczność zabiegu tkwi w silnej stymulacji dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna, czyli na takiej głębokości i z taką mocą, jaka jest potrzebna aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. W odróżnieniu od większości metod laserowych i klasycznej radiofrekwencji, Infini RF działa bezpośrednio wewnątrz skóry i umożliwia wykonywanie zabiegów w jej znacznie głębszych warstwach. Pozwala to na uzyskanie bardzo dobrych efektów przy jednoczesnym krótkim czasie gojenia. Aby zapewnić swoim pacjentom spektakularne efekty zabiegu Infini proponuję zabiegi łączone z osoczem bogatopłytkowym - Regeneris plus Infini. Najpierw wykonuję termolifting frakcyjny Infini, co powoduje tysiące mikrouszkodzeń w leczonym obszarze skóry, które gojąc się, zwiększają wytwarzanie nowych włókien kolagenowych.

Następnie pobieram niewielką ilość krwi żyłnej od pacjentki (6-18 ml) do specjalnych próbek, które poddaje wirowaniu w wysokospecjalistycznej wirówce. W taki sposób uzyskuję osocze bogatopłytkowe Regeneris zawierające ważne dla odmłodzenia każdego rodzaju skóry czynniki wzrostu. Ponieważ obszar skóry poddawany zabiegowi Infini jest wielokrotnie ponakłuwany wystarczy, że osocze bogatopłytkowe Regeneris wmasują bezpośrednio w uszkodzoną skórę, bez jej ostrykiwania. Efekty takiego odmłodzenia skóry są widoczne po ok. 4-6 tygodniach. W zależności od potrzeb i wskazań zalecam od 3 do 6 takich kuracji. Cena za pojedynczy zabieg termolifting frakcyjny Infini plus Regeneris od 2 000zł.



$$R[\text{mm}] = \sqrt{t_{\text{imp}} [\text{s}]}$$



Dr Marta Tazbir absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ogólnopolski trener certyfikowany z zakresu podawania produktów z Rodziny Restylane oraz Radiesse. Trener w warszawskim centrum szkoleniowym medycyny estetycznej – Ollie, gdzie realizowane są jej autorskie programy szkoleń z zakresu zastosowania nowoczesnych technik anti-aging (osocze bogatopłytkowe, hydroksyapatytu wapnia).

Od 2006r czynnie zajmuję się medycyną estetyczną, która jest jej pasją. W Łodzi prowadzi własną działalność medyczną. Specjalizuje się w laseroterapii oraz w zabiegach z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej.

Jest zwolenniczką terapii łączonych i stosowania nowoczesnych technik w medycynie estetycznej. Szczególnie zainteresowana problemem nadmiernego wypadania włosów oraz skojarzonym leczeniem różnego rodzaju defektów skórnych, oraz zaawansowanymi terapiami anti-aging. Swoje umiejętności w zakresie medycyny estetycznej doskonalila pod okiem wybitnych ekspertów w kraju i za granicą.